



PS-PRODUCTS_xLSS

Smart Choice Guide

Wheelchair Smart Choice Guide 普通型車いす



上肢駆動
性能重視の方に

ヨーガ

独特な仕組みの折りたたみ構造で、上肢での駆動性の高さや収納性を併せ持ちます。(座幅38cmタイヤサイズ24in)

限定品



上肢駆動
性能重視の方に

限定品

アバンギャルドCV

駆動性能も確保しながら、フットサポート跳ね上げ、開閉機能も装備。(座幅36・38cmタイヤサイズ22in)



「ハイブリッド」
上肢・下肢駆動
姿勢保持
転回性能

パイプライン

より効率的に駆動できるように設計。姿勢保持性能も高く、より快適に駆動する性能も兼ね備えています。(座幅38・40・43cmタイヤサイズ20・22in ※op24inあり)

For Active



レボを電動に
調整した車いすで
快適な外出を

電動レボ 限定品

レボを電動で自走したい場合に。介助者用の操作部も装備しています。快適に座って過ごせる上に外出も快適になります。介助者操作部も装備(座幅40・45cm・タイヤサイズ22in)

For Going out



All-round



バックサポートも適合させ
やすくアップグレードした
モジュール車いす

限定品

レボプラス

座幅、タイヤサイズの組み合わせで日本人のほとんどに最適な組み合わせでの設定が可能な本当のモジュール車いすです。(座面幅：37.5cm/40cm/42.5cm/45cm/50cm .タイヤサイズ：20in/22in/24in)

Basic



ビーン

いわゆる「標準型車いす」ですが、日本人の体格にフィットするように設計されています。細かく合わせなくても問題が起きない方や、普段は歩行されている方が外出時に少しだけ乗るような場合に最適です。キャリアブレーキとスポンジクッション(座幅40cm・タイヤサイズ22in)

リーズナブルな標準型
調整が不要な方でも
快適に

最適に姿勢を作るための機構を随所に 本当のモジュール車いす

レボ6 NEW

目的に合わせて的確に簡単に合わせられる性能を装備しています。バックサポート調整の柔軟さをプラスし、ユーザーに最適な環境を作り出せます。また座面幅やタイヤサイズの豊富さと高い適合性能の為、車いすを選定する際の基準となります。

最新機種レボ6はユニークなバックサポートで体幹を支えられます。(座面幅：37.5cm/40cm/42.5cm/45cm/50cm .タイヤサイズ：20in/22in/24in)

スマート+(プラス)

レボプラスほどの調整機能はありませんが、必要最低限の調整機能を装備している的確に座る・こぐ・生活する!をかなえられます。調整作業もスピーディにできます。サイズは2種類。(座幅37.5/20in・40cm/22in)



ユーザーの課題を解決する
基本性能を凝縮
リーズナブルなモデル

※弊社の車いすは適切なクッション・オプション類との組合せで、さらに可能性が広がります。

LifeStepService



ティルト&リクライニングのスタート地点 「基準となる姿勢変換型車いす」

- 姿勢保持対応（成形されたバッククッション）
- 快適性（筋緊張抑え、疲れない）
- 拡張性（バックサポート変更可）
- 変形対応（円背・側弯・拘縮など）

のすべてにバランスよく日本人の標準体型に合理的に適合可能。拡張性の高いバックサポートも特徴的です

ネットィBASE(ベース)

目的に合わせて的確に簡単に合わせられる性能を装備しています。上位機種「ネットィⅢ/ネットィⅤ」の基本的な特徴は継承し、簡易ではあるが、適合に合理的な形状のバッククッションを装備。バックサポートをほかのものに変えていきやすいのも特徴です。（座幅40cm・タイヤサイズ20in）

for The big
physique

大柄な体格にも対応できる
コンフォート車いす

限定品

ネットィⅢ HD60

ネットィⅢをビッグサイズに！
座幅60cmかつ耐荷重160*。
大柄な方も快適に目的に合わせた良い姿勢を保つことができます。
（タイヤサイズ24in）



※さらに大柄な方への対応はカタログ外商品のページをご覧ください



NEW

ネットィⅤ(ファイブ)

ネットィⅢからさらに進化。バックサポートの形状や幅を繊細に調整可能です。高機能なクッションは変形や褥瘡リスク回避にも役立ちます。また豊富なサイズ展開で小柄な方も大柄な方にも対応可能です。
（座幅35・40・45cm・タイヤサイズ24in）

More
comfortable

筋緊張を抑え長時間快適に座る！
をかなえる
高性能な背・座クッションのサポート



ネットィⅢ(スリー)

ネットィBASEよりも広範囲の調整機能を有し、体格によってサイズを選択も可能。
高機能なクッションは変形や褥瘡リスク回避にも役立ちます。
（座幅38・40・45cm タイヤサイズ22in）

※弊社の車いすは適切なクッション・オプション類との組合せで、さらに可能性が広がられます。

PowerWheelchair Smart Choice Guide 電動車いす・電動ユニット



ライザー 1 NEW

車いすユーザーのスタンディングポジションを実現実現します。屋内でのリハビリにも役立ちます。



ライザー 2

車いすユーザーのスタンディングポジションを実現実現しつつ、立ったままの電動走行やリクライニング操作もできます。

NEW

提供先
限定品



電動レボ

レボを電動で自走したい場合に。介助者用の操作部も装備しています。快適に座って過ごせる上に外出も快適になります。介助者操作部も装備(座幅40・45cm・タイヤサイズ22in)

限定品



レボプラス/ネッティBASE専用 電動化ユニット e-fix E35

耐荷重170kgとパワフルな電動化ユニットをレボシリーズ車いすやネッティBASEに取付できるようになり、アクティブな生活をアシストします

NEW

数量・提供先
限定品



電動アシストユニット SmartDriveSE

お気に入りの車いすを電動タイプにして快適な外出を可能にします。リクライニング車いすの電動化も可能です。クルマへの積み込みも簡単です

近日提供
開始予定

NEW



パワー電動車いすコルプスシリーズ (M3・F3・F5 VS)

パワフルな移動を可能にしつつ、様々な機能を加えたり様々なオプションパーツでカスタマイズ可能です。商品の性質上対応エリアは完全限定ですので、お問い合わせください。

NEW

提供先
限定品

※弊社の車いすは適切なクッション・オプション類との組合せで、さらに可能性が広がられます。

LifeStepService

Wheelchair option parts menu 付属品

Back Support



アイコン ミッド

腰の周りをがっちり支えて、快適に日常の動作をするために。



タルタザ バック

支えながら身体の動きに追随。変形にも対応。



アイコン ディープ

体幹を包み込むように支える。側方への安定性がない方にも。



アイコン トール

身長が高い方などに。肩甲骨周りも支えられる高さです。



ネットイクッションセット

とにかく快適に座るための心地いいクッションです（背と座のセット）
レボ6のオプションとしてお使いください

TAISコード: 00245 - 00252

限定品

Arm Support



ネットィシリーズ専用
ベンディットアームサポート
腕を広く長く支えます。



アームパッドワンピース

麻痺側の腕もきちんと支えます。
パイプフレームの車いすに設置可



ヨーガ専用アームサポート

限定品

限定品

Foot & Leg Support




ヒールループ付 フットサポート

足が手前側に落ちるのを防ぎます。



エレベーターング レッグサポート

膝が曲げられない方などに。



レッグサポート ワイド

足をもう少し前におきたい場合に。



レッグサポート ショート

小柄な体格の方などに。

High & Low



レボ・レボプラス・レボ6 専用 低床ユニット（無償）

前座高を最小34cmにできます。



レボプラス/レボ6 24in専用 フロントフォークミディアム（無償）

前座高を最大49cmにできます。
24inのオーダーには標準装備しています。



パイプライン専用 24inホイール（無償）

身長の高いユーザーに。よりアクティブに移動したい場合に。

限定品

Head Support



ネットィシリーズ 専用 ヘッドサポートC

平面で頭を広く支えて開放感を。



ヘッドレストMGK

キャリパーブレーキなしの片側の介助ハンドルに取り付けできるヘッドレストです。

限定品

For Move



レボ・レボプラス専用 ワイドアタッチメント

キャスターを外側にオフセットさせます。下肢駆動などに。

限定品

Other



ネットィシリーズ専用テーブル

作業をするときや、前腕を支えるためにも。



キャリパーブレーキ

介助者用ブレーキです。各種車いすに




レボバックサポートア タッチメント（無償）

レボプラスのバックサポートをハードシェルタイプなどに付け替えるためのパーツです

※オプション設定可能な車いすについては、弊社WEBカタログをご確認ください。


LifeStepService

Seat Cushion Smart Choice Guide シートクッション

高	 ロホクアドトロセレクト ハイタイプ 褥瘡ハイリスク対応 調整後、身体が傾かないように セル間の空気の移動を遮断でき ます。(38×38cm：厚さ10cm)	 ソロエボリューション 褥瘡ハイリスク対応。筋緊張 高く骨盤がずれやすい方に (40×40・45×45cm：厚さ 前13cm後8cm)	 メリディアン 前後別のバルブ調整で骨盤の 安定性確保。(38×38・40×40・ 43×43・45×45cm：厚さ10cm)	 J 2 クッション 褥瘡ハイリスク対応。 骨盤の安定性確保。 (38.1×38.1・ 39.4×40.6：厚さ 7.6cm)	 NEW 限定品
機能性		 ソイドPSV 安定性の高いウレタン素材を使用。上肢・ 下肢駆動する方に。(35×35・38×38・ 40×40・43×43cm：厚さ5cm)	 在庫限定	 エクストリーム (X2) 褥瘡ハイリスク対応。ベースウレタン柔らかめ。 安定性・圧分散性のバランスに優れています。 (38.1×40.6・40×40.6cm：厚さ6cm)	ネットィクッションセット とにかく快適に座るための心地いい クッションです(背と座のセット) レボ6のオプションとしてお使いください
	 ソロストレータス ふわふわとあたりが柔らかいエン トリーモデル。(35×35・ 38×38・40×40・43×43・ 45×40cm：厚さ7.5cm)	 ソロPSV 圧分散性・安定性のある バランスの良い基本 のエア系クッション。 (40×40・45×40 cm：厚さ8cm)	 在庫限定	 スティムライトシルバー 安定性のある特殊な素材で、ウレタン素 材である弱点を補っている高機能クッショ ン。(40×40・45×40cm：厚さ4cm)	
	空気 (バルブ調整式) 圧分散性重視	空気+ウレタン (バルブ調整式) 圧分散性+安定性		ジェル+ウレタン 圧分散性+安定性 バルブ調整不要	その他 ウレタン系
低	クッション選びはここから！基準となるベーシッククッション ■リーズナブルな価格帯で基本の「安定性」「圧分散性」を備えています。				
	 スレッドクッション 安定性・通気性を備えた繊 維を立体的に絡み合わせた 基本クッション。 (40×40cm・44×40cm・ 50×40cm：厚さ6cm)	 限定品	 スプラダブル 2.6cmと薄いかかわらず サポート性・圧分散性に優 れます。・通気性抜群で丸 洗いも可能な基本クッション。 (40×40cm：厚さ6cm)	 NEW 厚さ10cmタイプ ビケアアジャスターO2 6/10 骨盤傾きや、片脚移動などのために調整でき、 一度合わせれば定期的な調整は不要です。 丸洗い可で 衛生的に利用できます。 (38×38cm・40×38cm・43×38cm・45×38 cm・50×40cm：厚さ6/10cm)	

Transfer equipment Smart Choice Guide 移乗用具

移乗リフト各種 ※別掲
ご本人も、介助者もいつでもラクに
気兼ねなく。



本人も介助者も負担なく、安心できるリフト移乗
More comfortable



※スリングシートも介護保険適用外ですがレンタル可能なものもございます。
入院中のご利用などでご活用ください



フレックスボード

ベッドからリクライニングタイプの車いすへ、曲がるトランスファーボードと、すべるシートで寝たままの移乗を可能にします。

臥位での移乗・位置修正

Lie down position



座ったままでの移乗

Sitting position

マスターグライドM

座ったまま滑らせて移乗する「トランスファーボード」の進化形です。

限定品

立ち上がったの移乗

Standing Posture



マスターベルト

重心移動を促して、起立動作をスムーズにします。ご本人も、介助者も付けると便利です。

Transfer Lift Smart Choice Guide 移乗用リフト

Bathroom

浴室用 ※浴室のほかにも、様々な場面で設置できるリフトも対応可能です。



マイティエース2浴室セット

アーム回転範囲内での移動を可能にします。ハンガーだけの昇降なので、狭い浴室でも邪魔になりません。

バスパートナー湯ニット

浴槽内、洗い場、床に安定して移動できます。条件によっては脱衣場との出入りも可能になります。

Portable

床走行タイプ



つるべ-Y6セット

車いすからの吊り上げがしやすい形状に工夫されています。

つるべ-Bセット

介護ベッドに寝ている方の脚側への設置に適しています。安定した動きが安心を生みます。

Bedroom

居室用：据置タイプ



アーチパートナー

設置場所のスペースによってサイズを指定できます。横移動も電動の「電動走行式」も選べます。

SOEL CXライン NEW

設置場所のスペースによってサイズを指定できます。音声ガイダンスや各所の新機能でより安心です。

SOEL CXクロス NEW

部屋の複数箇所にも降りられるXYレールの移乗リフト。スペースによってサイズを指定できます。音声ガイダンスや各所の新機能でより安心です。



アーチパートナー隅っこ

部屋の中で、車いす、ソファ、食卓などいろいろなところに移ることを可能にします。

初めて使う移乗リフトは使いやすいものから「基準となる居室向け据置型リフト」

部屋の出入り口やレイアウトに問題がなければ、最も快適なこのタイプから選びます。設置不可能ならベッド設置タイプの選定へ

Robin (ロビン)

誰もが簡単に、快適に移乗できるリフトです。邪魔になりにくいハンガーがなく、初めての人も、リフトに慣れた方も驚くほど簡単に使いこなせます。耐荷重200kgとパワフルです。レールサイズは部屋寸法に合わせてやすく2種類あります。

マイティエース2ベッドセット

介護ベッドに寝ている方の頭側設置に向いています。ハンガーだけが下りてくるので、アームが邪魔になりません。(ワイヤレスリモコン仕様です。)

bedside

居室用：ベッド設置タイプ



IL-200/210

ベッドのレイアウト、ベッドの種類を選ばない、自立するベッド設置型リフト。ほかの機種との不得意な点を解消した進化形です。

IL-200は限定品

Wheelchair lifts Smart Choice Guide 段差解消機



Wheelchair lifts 段差解消機設置事例

フラットリフト200J

【主な特徴】

- ・横幅最小750mm(手すり内付時)
- ・自動フラップ(オプション)
- ・操作部2系統
- ・ワイヤレスリモコン標準装備
- ・3方向対応(5パターン可能)
- ・各ガイド標準装備
- ・緊急降下装置
- ・定員1名



様々な環境に設置できるように多くの機種をラインナップしています。車いすユーザーの方が気兼ねなく外出できる生活を！
設置場所や機種選定が分からなくてもご相談から大丈夫です。



もちあげくんLSS



段差解消能力 最大 700mm
有効天板 奥行 1200×幅 713mm
最大積載荷重 250kg

UD-1500

【主な特徴】

- ・直進専用
- ・各種挟み込み安全装置
- ・手動スロープ(遮断棒装備)
- ・手動フラップ(遮断棒装備)
- ・天板内遮断棒連動レバー
- ・キースイッチ
- ・緊急降下装置
- ・定員2名



Not Listed in Catalog カタログ外商品 (ほんの一部です)

すべて限定品

正規ラインナップから最近外れた商品や、ラインナップ編成上掲載していない商品の代表的なものをまとめました。在庫限りの商品や提供先限定商品も含まれていますので、ご検討の際はLSSにご確認ください。特別な記載がないものについては介護保険請求コードが取得されています。

Wheelchair & option parts



**スマートプラス
キャリパーブレーキ付**
シート幅40cm22inまたは37.5cm
20inがあります。
TAISコード:00245-000210



**ネッティBASE
キャリパーブレーキ付**
シート幅40cm20inまたは45cm20in
があります。TAISコード:00245-000228



**ネッティBASE
座幅45cm**
シート幅の広いタイプです。
TAISコード:00245-000177



Transfer Lifts



マイティライト3
軽量で取り回し容易です。
TAISコード:00139-000027



つるべF2Rセット
浴室だけでなく、外出の為の設置も可能。
TAISコード:00229-000016



**NEW
かるがるプチV標準セット**
最大150kgまで余裕で移乗できます
TAISコード:00110-000117



**NEW
かるがるサテライト標準セット**
ハンガーだけ降りてくるのでスマートに移乗
できます TAISコード:00110-000118

Wheelchair lifts



TDK045SS
高さ47cmまで。
TAISコード:00447-000012



TDK065SS
高さ67cmまで。直進・L字進入どちら
も可能。
TAISコード:00447-000013

**NEW
大きい車いす**
ユーロチェア2 XXL/
アクションアンブラ
etc.

最大300kgの体重の方にも
使いいただける大柄な体格の
方向け車いすも複数あります。
ご相談ください。
(TAISコード未取得のもの
あるので介護保険利用の場
合はご注意ください)



***PS-PRODUCTS*株式会社**

〒130-0026 東京都墨田区両国3-9-6-1F
TEL.03-6659-9666 FAX.03-6659-9667
URL.<https://ps-products.co.jp>